



MY JUST. NEW

NITPOLY GLOVE® の

マイジャスト
ニューニトポリグローブ®


手首部分を絞る装着方法

(手からの脱落を防止します)

よりフィットしてお使いいただくには
手首部分を絞って装着し、手からの脱落を防止します。




1



エンボス手袋を
装着します



2



手袋の手のひら側を
強く引っ張ります



3



手袋の手の甲側を
強く引っ張ります

4



手袋の左側を軽く
引っ張ります




5



手袋の右側を軽く
引っ張ります



6



これで手袋の手首部分
がピッタリと手に
フィットします

製造発売元

一歩先行く...

東京パック株式会社

〒182-0011 東京都調布市深大寺北町7-30-4
TEL: 042-481-1041 (代) FAX: 042-484-5031 (代)
お客様相談室 フリーダイヤル: 0120-73-0411

<http://www.tokyopack-kk.co.jp/>
e-mail: sales@tokyopack-kk.co.jp